



inklusive
5 Jahre
Garantie

Dominant Flex

Medizinische
Absaugung

Zuverlässig

- | Lange Lebensdauer mit 5 Jahren Garantie
- | In der Schweiz hergestellte, hochwertige Komponenten

Leistungsstark

- | Hohe Flussrate von bis zu 60 l/min
- | Flüsterleiser Betrieb von $< 40 \text{ dB(A)}$ *
- | Konstantes Vakuum
- | Schnell einsatzbereit

* Daten bei Medela AG verfügbar

Precious life,
progressive care

Dominant Flex bietet die Einstellung verschiedener Flussraten: 50 l/min (Standardbetrieb), 40 l/min (Flüster-Modus) oder 60 l/min (Turbomodus). Sie wird als zuverlässige und hygienische Lösung für allgemeine Absaugungen oder zur Unterstützung der zentralen Wandabsaugung im Krankenhaus, in der Tagesklinik oder der Arztpraxis eingesetzt. Das Gehäuse der Dominant Flex, die Clean Touch-Tasten und die Anordnung der Bedienelemente sind so konzipiert, dass weniger Zeit für die Reinigung erforderlich ist. Für zusätzlichen Schutz können Sie aus einem breiten Sortiment an Filtern auswählen. Dominant Flex wird von Medela entwickelt und hergestellt. Das bedeutet, dass Sie eine zuverlässige, langlebige Absaugpumpe und ein vollständig kompatibles Auffangsystem erhalten.



- a Das Sicherheitsset mit mechanischem Überlaufschutz verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in das System
- b Die leistungsstarke Antriebseinheit in einem schlichten Gehäuse ermöglicht die einfache Bedienung der Pumpe
- c Ein patentierter Membran-Regulator beschleunigt den Vakuumaufbau
- d CleanTouch-Elemente ermöglichen eine einfache Reinigung
- e Das stabile Rollstativ mit seiner breiten Normschiene kann bis zu vier Behälter aufnehmen
- f Ein integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter sorgt für freihändige Bedienung



Tragbare Version



Rack-Version

 vacuum	- 95 kPa - 713 mmHg (+/- 15%)	 flow	Hoher Flow 40, 50, 60 l/min. (+/- 5 l/min.)	 kg	9.3 kg (Rack-Version)	 H x B x T 210 x 305 x 375 mm (Rack-Version)
---	-------------------------------------	---	---	---	--------------------------	--

Zubehör



Einweg-Auffangsysteme mit Einweg-Sekretbeutel und Mehrweg-PC-Behälter
Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Mehrweg-Auffangsysteme aus autoklavierbarem Polysulfon
Größen: 1, 2, 3 und 5 Liter



Viren-, Bakterien-, Geruchs- und Überlaufschutz-Filter als Einweg-Filter



Umschaltventil



Schlauchhalter
Für links- oder rechtsseitige Befestigung



Schläuche aus Silikon
oder PVC

Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching

Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59-99
info@medela.de
www.medelahealthcare.de